SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly,10X)

货号	规格
GF1812	500 ml/瓶

产品简介：

SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly, 10X)，选用国际知名品牌试剂作原料，充分溶解，能有效提高凝胶电泳的分辨率，分离蛋白条带均匀，可以用于最常用的 Tris-HCl 缓冲系统的 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。Tris base (25mM)、甘氨酸 (192mM)、SDS (0.1%)、pH 8.3。

本产品为 10 倍浓缩溶液，使用前需要用水稀释至 1X；

本产品适用于 Tris-HCl 缓冲系统的 PAGE 电泳，不适合用于 Hepes 等缓冲体系的 PAGE 电泳；

电泳液含有 SDS，适用于变性胶蛋白电泳，不适用于非变性 PAGE 电泳。

保存条件：

常温保存，有效期两年；

使用说明：

量取 100ml SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly，10X)，倒入到一洁净的量筒中，加入超纯水或去离子水混匀并定容到 1 升后即为“1X”的 SDS-PAGE 电泳液，然后可直接用于蛋白电泳实验。

电泳液可以回收利用，请确保回收过程无任何外来污染，回收后建议再使用 1-2 次即可，电泳缓冲液的电泳效率随着使用次数的增多而降低。

注意事项：

- 配制好的电泳液使用时间不宜超过一周。
- 电泳液可以回收利用，但为了取得最佳的电泳效果，建议选择新鲜配置的电泳缓冲液。
- 低温放置或者气温较低时运输可能会出现沉淀，通常室温磁力搅拌约 10-30 分钟或温水浴适当孵育可以让沉淀完全溶解。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。